

Краткая инструкция по установке МИС МО «Мегаклиника»

Для установки МИС МО «Мегаклиника» на новый сервер (в т.ч на VM) рекомендуется:

1. Открыть на новом сервере порты: **5732-5747**, включить сетевое обнаружение.
2. Установочный комплект серверной части МИС МО «Мегаклиника»
<ftp://85.235.173.170/UPD/MSO-LocalSetup.zip> (SQL Express)

Инструкция по установке **<https://cloud.mail.ru/public/4WsV/eRBdwJJca>**

В случае, если развертывание МИС МО «Мегаклиника» планируется на SQL Server Standard, инструкция **<https://cloud.mail.ru/public/ABjq/GEJ4n74hB>**

3. После установки проведите актуальное обновление, восстановите резервную копию, перезагрузите сервер, примените обновление повторно.
4. Загрузите все актуальные справочники НСИ, включая УРЗ.
5. Сформируйте паспорт системы, загрузите в личный кабинет на портале mso.clinic, дождитесь появления ключа лицензии и загрузите его в МИС МО «Мегаклиника». (Сервис-Управление лицензиями).